



smartdent
CLEVER QUALITY

think smart

Alles was gut ist. Für Praxis und Patient.



gute Qualität



ist einfacher Natur

*Gute Qualität konzentriert sich aufs Wesentliche. Ganz wie in der Natur. Ganz nach dem Grundsatz: Nicht mehr – aber auch nicht weniger. Genau so funktioniert smartdent. Beste Qualität wie bei einem Markenprodukt bei gleichzeitig bestmöglichem Preis. Damit du dich auf das Wesentliche konzentrieren kannst: den Patienten. Dabei kannst du noch eine Menge Geld sparen. Das nennt man dann: einfach clever! Oder einfach: **smartdent.***

gut



Es gibt Dinge, die kann man nicht verbessern. Weil sie genau das tun, was man von ihnen erwartet. Effizient. Präzise. Ohne unnötiges Drumherum. Genau darauf kommt es auch bei der Versorgung deiner Patienten an. Jetzt bekommst du dafür einen neuen, cleveren Partner: smartdent. Sicher. Zuverlässig. Und zu konkurrenzlosen Preisen.

Dabei ist das smartdent Sortiment bewusst schlank gehalten. So kannst du ohne Bedenken die Dinge auswählen, die sich im Praxisalltag schnell und effizient bewähren müssen. Wir können dafür jeden Preisvorteil kurzfristig und direkt weitergeben. Mit anderen Worten: was immer du aus dem smartdent Sortiment verwendest – Du kannst dich immer auf das perfekte Ideal aus Qualität und Preis verlassen. Dafür steht smartdent. Clever Quality.

Think smart – lass dir also ein bisschen helfen. Von smartdent. Denn bei smartdent ist jedes einzelne Produkt so gut, wie es sein muss. Und dabei so preiswert, wie es nur sein kann. Ganz ehrlich: Mehr brauchst du nicht, um deine Welt ein gutes Stück cleverer zu machen.



SMARTBITE

Herstellung von dauerhaft, mehrfach verwendbaren Bissregistern. Gute Fräsbarkeit aufgrund hoher Endhärte. Durch ein ausgeprägtes thixotropes Verhalten ist ein einfaches Applizieren durch automatische Sicherheitskartuschensysteme möglich. Die hohe Standfestigkeit verhindert ein Einfließen in die Interdentalräume und ermöglicht eine leichte Mundentnahme. Die Bissregistrare sind dauerhaft dimensionsstabil. Gesamtabbindezeit 1,5 Min. Endhärte Shore A85.



111365

2 x 50 ml
inkl. 12 Mischkanülen



SMARTBITE BLACKBERRY

Mit Brombeergeschmack. Zur Herstellung von dauerhaft, mehrfach verwendbaren Bissregistern. Gute Fräsbarkeit aufgrund hoher Endhärte. Durch ein ausgeprägtes thixotropes Verhalten ist ein einfaches Applizieren durch automatische Sicherheitskartuschensysteme möglich. Die hohe Standfestigkeit verhindert ein Einfließen in die Interdentalräume und ermöglicht eine leichte Mundentnahme. Die Bissregistrare sind dauerhaft dimensionsstabil. Gesamtabbindezeit 1,5 Min. Endhärte Shore A85.

126461

2 x 50 ml
inkl. 12 Mischkanülen

SMARTBITE GREY

Mit Pfefferminzgeschmack. Zur Herstellung von dauerhaft, mehrfach verwendbaren Bissregistern. Das Material zeichnet sich durch seine gute Fräsbarkeit aufgrund der hohen Endhärte aus. Durch ein ausgeprägtes thixotropes Verhalten ist ein einfaches Applizieren durch automatische Sicherheitskartuschensysteme möglich. Die hohe Standfestigkeit verhindert ein Einfließen in die Interdentalräume und ermöglicht eine leichte Mundentnahme. Die erstellten Bissregistrare sind dauerhaft dimensionsstabil. Gesamtabbindezeit: 1 – 1,3 Minuten. Endhärte: Shore D43.

127661

2 x 50 ml
inkl. 12 Mischkanülen





ALGINAT BLAU

Schnellabbindendes, staubfreies Alginat der Spitzenklasse. Besonders cremig, blasenfreies Anmischen, durch die satte blaue Farbe eine exzellente Lesbarkeit der Konturen.

111364 Flachbeutel 450 g

111954 Alginatbox, leer
Ø 40 mm, H 165 mm

112748 Messbesteck



OKKLUSPRAY

Mikropulverisiertes Markierungsspray zur Sichtbarmachung von Kontaktpunkten und -flächen im Dentalbereich. Der Farbpigmentfilm ist mit Wasser rückstandsfrei und leicht zu entfernen. Erhältlich in den Farben grün und rot.

130626 Dose 75 ml grün

130627 Dose 75 ml rot



LATEXHANDSCHUHE

Puderfreier, fast weißer Latexhandschuh. Unsteril, mit Rollrand. Hergestellt nach EN 455 T 1-3, EN 374, AQL 1,5. Hochwertige Polybeschichtung innen. Mit microgerauten Handflächen. Gewicht (Größe M) ca. 5 g. Packung mit 100 Stück.

110951	Größe XS
110952	Größe S
110953	Größe M
110954	Größe L



LATEXHANDSCHUHE PREMIUM

Puderfreier, unsteriler Einmalhandschuh der Spitzenklasse. Rutschfeste Oberfläche, innen polymerbeschichtet, ideale Materialstärke, stabil mit hohem Tragekomfort. EN 455, EN 374, AQL 1,5. Gewicht (Größe M) ca. 6 g. Packung mit 100 Stück.

110955	Größe XS
110956	Größe S
110957	Größe M
110958	Größe L

NITRILHANDSCHUHE

Unsteril, puderfrei, latexfrei. Reinweiß, mit Rollrand. Hergestellt nach EN 455, EN 374, AQL 1,5. Mikrogeraute Handfläche. Eine spezielle Materialzusammensetzung gewährleistet einen Tragekomfort ähnlich eines Latexhandschuhs. Packung mit 100 Stück.

110961	Größe XS
110962	Größe S
110963	Größe M
110964	Größe L





LATEXHANDSCHUHE POLYMER

Bei diesem Handschuh ist durch ein spezielles Verfahren die synthetische Innenbeschichtung nicht lose aufgebracht, sondern direkt in das Latex-Material eingebunden. Dies sorgt für beste Hautfreundlichkeit und garantiert ein einfaches und schnelles Anziehen des Handschuhs. Die voll texturierte Oberfläche gewährleistet eine ganzflächige Griffbarkeit. Ideal für den Einsatz in der Zahnarztpraxis. Erfüllt die Normen EN 455, EN 374 und AQL 1,5. Packung 100 Stück.

124735	Größe XS
124736	Größe S
124737	Größe M
124738	Größe L

NITRILHANDSCHUHE PREMIUM

Pudertfreier, unsteriler Nitrilhandschuh der Spitzenklasse. Er hat eine rutschfeste Oberfläche, ist sehr stabil und reißfest, gleichzeitig enorm elastisch. Eine spezielle Materialzusammensetzung, gewährleistet einen Tragekomfort ähnlich eines Latexhandschuhs. Erfüllt die Normen EN 455, EN 374, AQL 1,5. Packung 100 Stück.

207216	Größe XS
207217	Größe S
207218	Größe M
207219	Größe L





LADY PEARL NITRILHANDSCHUHE

Die Nitrilhandschuhe smart Lady Pearl sind unsteril, puderfrei, latexfrei, haben mikrogeraute Fingerspitzen und sind beidseitig verwendbar. Mit Rollrand. Hergestellt nach EN 455, EN 374, AQL 1,5. Farbe: Perlmutter rosa. Packung 100 Stück.



201138	Größe XS
201139	Größe S
201140	Größe M
201141	Größe L





NITRILHANDSCHUHE SOFT

Unsteril, puderfrei, latexfrei. Hergestellt nach EN 455, EN 374, AQL 1,5. Mikrogeraute Fingerkuppen. Eine spezielle Materialzusammensetzung gewährleistet einen Tragekomfort ähnlich eines Latexhandschuhs. Erhältlich in 5 Farben. Packung mit 100 Stück.

GELB

208476	Größe XS
208477	Größe S
208478	Größe M
208480	Größe L

MAGENTA

208481	Größe XS
208482	Größe S
208483	Größe M
208484	Größe L

BLAU

117483	Größe XS
117482	Größe S
117481	Größe M
117480	Größe L

LILA

117488	Größe XS
117487	Größe S
117486	Größe M
117485	Größe L

ORANGE

117510	Größe XS
117509	Größe S
117508	Größe M
117507	Größe L

ROSA

117499	Größe XS
117498	Größe S
117497	Größe M
117496	Größe L

GRÜN

117521	Größe XS
117520	Größe S
117519	Größe M
117518	Größe L

SCHWARZ

202153	Größe XS
202154	Größe S
202155	Größe M
202156	Größe L





EINMAL-MUNDSCHUTZ

Mundschutz 3-lagig. Latexfrei. Aus weichem Vliesstoff und glasfaserfreiem Filtermedium. Elastikbänder/Oherschlaufen mit hoher Elastizität. Eingearbeiteter Nasenbügel. Filterleistung über 98 % (Melt Blown Filter). Typ IIR. Optimale Passform. Sehr angenehmer Komfort, auch bei längerer Tragedauer. Packung mit 50 Stück.

111214	blau
111215	grün
111213	weiß
117489	lila
117511	orange
117500	pink



KOPFSCHUTZTASCHEN

Kopfschutztaschen aus Zellstoff und PE Folie.
Verwendbarkeit nach Hersteller: 25 x 25 cm:
KaVo, Sirona, Morita, Castellili, Adec, Ultradent.
25 x 33 cm: KaVo, Sirona, Castellili, Adec.
Packung 500 Stück.

201126	blau, 25 x 25 cm
201127	grün, 25 x 25 cm
201128	weiß, 25 x 25 cm
201129	lila, 25 x 25 cm
201130	orange, 25 x 25 cm
201131	rosa, 25 x 25 cm

201132	blau, 25 x 33 cm
201133	grün, 25 x 33 cm
201134	weiß, 25 x 33 cm
201135	lila, 25 x 33 cm
201136	orange, 25 x 33 cm
201137	rosa, 25 x 33 cm



PATIENTENSERVETTEN

Patientenschutzserviette mit schützender Polybeschichtung. Bastprägung. 33 x 37 cm. Inhalt 500 Stück. Im platzsparenden Karton.

116400	<i>lila</i>
116401	<i>orange</i>
116398	<i>gelb</i>
116399	<i>grün</i>
116402	<i>weiß</i>
116397	<i>blau</i>



NASSKREPPSERVIETTEN

Zum Verpacken von Abdrücken und Modellen. Höchste Festigkeit und Saugkraft. Extremer Dehnfaktor. Format 34 x 38 cm, einlagig, Packung mit 1.000 Stück, hochweiß.

88200	<i>weiß, 34 x 38 cm</i>
-------	-------------------------

PATIENTENUMHANG

Einmalpatientenumhang aus dünner PE-Folie mit saugfähiger Zellstoffauflage. Mit Halsauschnitt und Bändern. Größe 54 x 60 cm. Rolle mit 80 Stück.

111128	<i>blau</i>
111127	<i>weiß</i>
111129	<i>grün</i>






SERVIETTENHALTER

Autoklavierbarer Serviettenhalter aus hochelastischem Kunststoff mit Metallklammern. Hoher Tragekomfort für den Patienten.

111951	weiß, Stück
111950	blau, Stück
111952	grün, Stück
111953	lila, Stück
117494	pink, Stück



NORMTRAYEINLAGEN

Filterpapier für Normtray. Hochnassfester Krepp 55 g/m². Größe 28 x 18 cm. Packung mit 250 Stück.



111212	grün
111211	blau
111210	weiß
117495	lila
117517	orange
117506	rosa

PAPIERHANDTÜCHER

Die weißen Einmal-Falhandtücher haben einen V-Falz, sind zweilagig und haben ein Format von 24 x 23 cm. Karton mit 3.990 Stück.

207221	Karton
--------	--------





MULLTUPFER UNSTERIL

Saugstarke, fadenfreie Mulltupfer aus Verbandmull (100% Baumwolle), die Tupfer sind unsteril verpackt und diesen zur allgemeinen Wundversorgung. Vor Anwendung müssen die Mulltupfer mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden.

203203	Erbse 500 Stück
203205	Haselnuss 500 Stück
203207	Walnuss 500 Stück
203208	Pflaume 400 Stück

STERILISATIONSFOLIE

Einmal-Sterilisationsfolie. Für Dampf- und Gassterilisation mit Indikator. Siegeltemperatur 170°C – 200°C Rolle mit 200 m.

111349	Breite 50 mm
111350	Breite 75 mm
111351	Breite 100 mm





ZAHNWATTEROLLEN

Einmal-Zahnwatterollen aus reiner Baumwollwatte. Hochsaugfähig und fusselfrei. Beutel mit 300 g.

111177 Größe 1, ca. 810 Stück



111178 Größe 2, ca. 600 Stück



111179 Größe 3, ca. 450 Stück



INJEKTIONSKANÜLEN

Einmal-Injektionskanülen mit farbigem Kunststoffgewinde für Zylinderampullen-Spritzen. Auf allen gängigen Spritzenmodellen leicht und sicher zu fixieren. Besonders feiner Schliff, silikonüberzogen für einen schmerzarmen Einstich. Versiegelt und steril verpackt. Packung mit 100 Stück.

111203 0,4 x 42 mm



111204 0,4 x 23 mm



111205 0,3 x 23 mm



111206 0,3 x 13 mm





COOL PACK EASY

Einweg-Kältekomresse. Jederzeit einsetzbar durch schnelle und einfache Selbstaktivierung. Format 175 x 135 mm.

202173

Stück



KÄLTESPRAY

Eignet sich zum Vereisen von Schaumstoffpellets und zum Abkühlen von Abdruckmaterialien. Mit Pfefferminzgeschmack. Dose mit 200 ml (Aerosol).

111363

Pfefferminz

130625

Orange





APPLIKATOREN

Micropinsel mit Fasern beflockt. Nicht absorbierend. Zum Auftragen von dentalmedizinischen Lösungen (applizieren). Dispenserdose mit 100 Stück.

111357	grün, regular
111356	blau, regular
111355	gelb, regular
117484	rot, fein
117505	pink, fein
117516	lila, ultrafein
117522	helllila, ultrafein

EINWEGPINSEL

Nylonhaarpinsel zum bequemen Applizieren von Flüssigkeiten und Gels. Im wiederverschließbaren Klarsichtbeutel mit je 100 Stück.

①	111353	kurz, fein, transparent, schwarz
②	111352	mittel, transparent, schwarz
③	111354	weich, transparent, weiß





SPEICHELSAUGER

Flexible, formstabile Einmal-Speichelsauger, passend für alle Geräte. Nur mit abnehmbarer Kappe. Länge 12,5 cm. Beutel mit 100 Stück.

111202	grün
111201	blau
111200	transparent
117492	lila
117514	orange
117503	pink
203514	anthrazit



ABSAUGKANÜLEN

Absaugkanülen, sterilisierbar im Autoklav (max. 134° C). Nicht mit Edelstahlkontakt in den Autoklav einbringen. Packung 10 Stück.

111217	weiß
111218	blau
111219	grün
117491	lila
117513	orange
117502	pink
203509	schwarz





MUNDSPÜLBECHER PP

Inhalt 180 ml. Passend für alle standardisierten Becherspender. Aus lebensmittelechtem, sortenreinem Polypropylen. 100% recyclingfähig, rückstandsfrei verbrennbar. Packung mit 3.000 Stück.

203510	<i>schwarz</i>
111208	<i>blau</i>
117512	<i>orange</i>
111209	<i>grün</i>
117490	<i>lila</i>
111207	<i>weiß</i>
117501	<i>rosa</i>
203511	<i>pink</i>





MUNDSPÜLBECHER HARTPAPIER

Die Mundspülbecher aus Hartpapier haben eine Innenbeschichtung aus PE und eine Grammatur von 190 g/m². Das Fassungsvermögen beträgt 180 ml. Die Becher sind in den Farben weiß und blau verfügbar. Karton mit 1.000 Stück.

201239	weiß
201240	blau
208916	grün



MUNDSPÜLBECHER FLOWER

Mit attraktivem Blumendekor. Passend für alle standardisierten Becherspender. Aus lebensmittelechtem, sortenreinem Polypropylen. 100% recyclingfähig, rückstandsfrei verbrennbar. Karton mit 1.500 Stück.



203512	grün/grün
203513	rosa/pink



MUNDSPIEGELGRIFFE

Mundspiegelgriff Edelstahl
geriefte Grifffläche





Mundspiegelgriff Ergo
Edelstahl, ergonomische Grifffläche

- ① **111366**  *Edelstahl, Stück*
- ② **111554**  *Edelstahl Ergo, Stück*

MUNDSPIEGEL

Standard: Mit Silber Titan-Beschichtung für lange Haltbarkeit. Aus rostfreiem Edelstahl, sterilisierbar und desinfizierbar. Packung mit 12 Stück.

Rhodium: Absolut scharfes Spiegelbild und somit beste Bildwiedergabe durch Oberflächen-Versiegelung, da die Reflexion/ Spiegelung direkt auf der Oberfläche stattfindet. Sterilisierbar und desinfizierbar. Rhodium als Edelmetall ist resistent auch gegenüber säurehaltigen Reinigungslösungen. Packung mit 12 Stück.

- 111367**  *Standard, Nr. 4 plan*
- 111368**  *Standard, Nr. 5 plan*
- 111552**  *Rhodium, Nr. 4 plan*
- 111553**  *Rhodium, Nr. 5 plan*





> mehr gefällig?

Die komplette Übersicht über alle verfügbaren smartdent Endodontie-Instrumente finden Sie im Web unter:

www.smartdent.com/katalog/praxis/endodontie/



ENDODONTIE-INSTRUMENTE

Smartdent Hedströmfeilen, K-Bohrer und K-Feilen: Hochwertige und ISO-konform exakt hergestellte Endo-Instrumente mit sehr guter Schneidleistung und hoher Bruchsicherheit. Die Instrumente sind farbcodiert nach ISO-Größen und sterilisierbar bis 200 °C. Der Griff ist durch die ergonomische Grip-Fläche rutschfest und das Instrument damit sicher zu verwenden. In einer Blisterpackung, die eine hygienische Einzelentnahme gewährleistet, befinden sich 6 Instrumente mit Silikonstopper. Single use Produkt – vor dem Einsatz sterilisieren.

124788	Hedströmfeile 21 mm, 15–40, Pckg. 6 Stück
124789	Hedströmfeile 25 mm, 15–40, Pckg. 6 Stück
124790	Hedströmfeile 31 mm, 15–40, Pckg. 6 Stück
124791	Hedströmfeile 21 mm, 45–80, Pckg. 6 Stück
124792	Hedströmfeile 25 mm, 45–80, Pckg. 6 Stück
124793	Hedströmfeile 31 mm, 45–80, Pckg. 6 Stück

124866	K-Feile 21 mm, 15–40, Pckg. 6 Stück
124867	K-Feile 25 mm, 15–40, Pckg. 6 Stück
124868	K-Feile 31 mm, 15–40, Pckg. 6 Stück
124869	K-Feile 21 mm, 45–80, Pckg. 6 Stück
124870	K-Feile 25 mm, 45–80, Pckg. 6 Stück
124871	K-Feile 31 mm, 45–80, Pckg. 6 Stück

124827	K-Bohrer 21 mm, 15–40, Pckg. 6 Stück
124828	K-Bohrer 25 mm, 15–40, Pckg. 6 Stück
124829	K-Bohrer 31 mm, 15–40, Pckg. 6 Stück
124830	K-Bohrer 21 mm, 45–80, Pckg. 6 Stück
124831	K-Bohrer 25 mm, 45–80, Pckg. 6 Stück
124832	K-Bohrer 31 mm, 45–80, Pckg. 6 Stück



SMARTWIPES DRY

Wischdesinfektions-System zur Benutzung mit Tränkflüssigkeit (z.B. smartdent Flächendesinfektion). Die Tücher bestehen aus einem hochqualitativen, fusselfreien und gelochten Vlies 40 g/m² im Format 305 x 280 mm. Der Vliesstoff ist besonders reißfest. Die praktische Tuch-Spenderbox ermöglicht eine Einzelentnahme der getränkten Tücher und lässt sich nach Gebrauch luftdicht verschließen. 100% PES.

111959



Karton mit 6 Rollen
à 100 Blatt

111958



Leereimer

SMARTWIPES WET

Hervorragend geeignet für die Wischdesinfektion und Reinigung von alkoholbeständigen Oberflächen von Medizinprodukten, z. B. Behandlungsstühle, Schwebetische, Handstücke etc. zwischen dem Patientenwechsel. Zeitersparnis durch Ready-to-Use Lösung. Hohe Desinfektionssicherheit (keine Unter- oder Überdosierung). Die Tuchqualität ist besonders weich, fusselfrei und reißfest. Tuchformat 28 x 30 cm, aus 100% PES. Hohe Abgabeleistung der Tränkflüssigkeit auf die zu desinfizierende Oberfläche. Gute Materialverträglichkeit. Gewicht: 50g/qm. smartwipes Wet wirken bakterizid (einschließlich MRSA) und levurozid (EN 13727/ 13624). Erfolgreich getestet im 4-Feldertest in 1 Minute nach EN 16615. Tuberkulozide Wirkung (M. terrae) wird in 1 Minute nach EN 14348 erreicht. Inaktiviert HBV/HCV/HIV/ BVDV/Vaccinia/H1N1-Viren entsprechend EN 14476 in 30 Sekunden. Die Tränkflüssigkeit smartdent Flächendesinfektion ist VAH gelistet. Ohne Aldehyde und Phenole. Einwirkzeit für Flächendesinfektionsmittel in VAH/DGHM-Liste 5 Minuten. Beutel mit 100 Tüchern.



125220



Beutel 100 Tücher
neutral

203458



Beutel 100 Tücher
lemon

203459



Beutel 100 Tücher
ocean

203460



Beutel 100 Tücher
tropic

203461



Beutel 100 Tücher
bubble gum

125221



Leereimer



FLÄCHENDESINFEKTION

Für die hochwirksame, rückstandsfreie Schnell-desinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar, Hand- und Winkelstücken. Wirkungsspektrum / Eigenschaften: wirkt bakterizid (einschl. MRSA), fungizid und tuberkulozid (M.terrae) in 1 Minute*. Getestet nach den Richtlinien der DGHM (Stand 01.09.2001) unter hoher organischer Belastung. Inaktiviert HBV/HCV/HIV/Vaccinia-Viren in 30 Sekunden*. Wirksam gegen H1N1-Viren (Schweinegrippe) in 30 Sek.*. Frei von Aldehyden und Phenolen. Geeignet für alle alkoholbeständigen Oberflächen. Korrosionssicher. Duftneutral. VAH gelistet.

111359 Kanister 10 l



111360 Sprühflasche 1 l



* kürzeste Einwirkzeit für Flächendesinfektionsmittel in VAH/DGHM-Liste: 5 Min.

GETRÄNKTE DESINFEKTIONSTÜCHER

Feuchttücher zur schnellen Desinfektion im dental-medizinischen Bereich. Wirkungsspektrum: Bakterizid, fungizid/levurozid, tuberkulozid, HBV/HIV/HCV/Adeno-/Vakzinia-Virus inaktivierend.

111358 Refill-Pckg., 100 Stück



103387 Spenderdose, leer



Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



**SMARTDRILL BOHRERBAD**

Medizinprodukt für die hochwirksame, gebrauchsfertige Desinfektions- und Reinigungslösung von Bohrern und rotierende Instrumente aller Art. Ausgezeichnete Reinigungskraft und Korrosionsschutz. Frei von Aldehyden und Phenolen. Wirkt bakterizid (einschließlich MRSA), levurozid (EN 13727/EN 13624). Getestet nach den Richtlinien der DGHM (Stand: 02.04.2015) unter hoher organischer Belastung. Gelistet bei der VAH mit Kurzzeitwerten von 15 Minuten. Wirkt tuberkulozid (M. terrae) nach EN 14348 in 30 Minuten unter hoher organischer Belastung. Vollständige Virusinaktivierung (HBV/HCV/HIV/BVDV/Vaccinia/HPV/Adeno/Polio) wird in 15 Minuten auch gegenüber Rota- und Noro-Viren unter hoher organischer Belastung nach EN 14476 erreicht. Wirksam im Ultraschallbad in 5 Minuten. Nicht proteinfixierend. Die Gebrauchslösung ist biologisch abbaubar.



123300	<i>Kanister 10 l</i>
---------------	----------------------



123299	<i>Flasche 2 l</i>
---------------	--------------------

**INSTRUMENTENDESINFEKTION**

Hochleistungskonzentrat der neuen Generation zur Desinfektion und Reinigung von Instrumenten. Wirkt bakterizid (einschl. MRSA) und fungizid in 15 Minuten in 2%iger Gebrauchslösung und in 30 Min. in 1%iger Gebrauchslösung getestet nach den Richtlinien der DGHM (Stand 01.09.2001) unter hoher organischer Belastung und gelistet bei der VAH. Wirkt tuberkulozid (M.terrae) in 3%iger Lösung in 30 Minuten und in 1%iger Lösung in 60 Minuten. Vollständige Virusinaktivierung (HBV, HCV, HIV, Papova, Vaccinia, Adeno, Polio) wird in 3%iger Gebrauchslösung in 15 Minuten erreicht. Auch wirksam gegenüber BVDV/ Rota/ und Noro-Viren. Frei von Aldehyden und Phenolen. Geeignet für die Verwendung im Ultraschallbad in 5 Minuten in 3%iger Gebrauchslösung. Ausgezeichnete Materialverträglichkeit. Vollviruzid!

111361	<i>Kanister 10 l</i>
---------------	----------------------



111362	<i>Dosierflasche 1 l</i>
---------------	--------------------------





SMARTBIOZID

Alkoholfreie Sprüh- und Wischdesinfektion für das medizinische Inventar, Kunst- und Lederbezüge. Durch den kombinierten Einsatz von verschiedenen Quats wird ein breites mikrobizides Wirkungsspektrum bei gleichzeitig ausgezeichneten Kurzzeitwerten erzielt. smartBiozid wirkt bakterizid (einschließlich MRSA) und levurozid (EN 13727 / 13624) in 1 Minute und ist zur Listung bei der VAH gemeldet. Begrenzt viruzid. Inaktiviert HBV/HCV/HIV/BVDV/Vaccinia-Viren in nur 1 Minute. Ohne Alkohole und Aerosole. Ohne Zusatz von Farb- und Duftstoffen.

208199 Kanister 10 l



208198 Sprühflasche 1 l



* kürzeste Einwirkzeit für Flächendesinfektionsmittel in VAH/DGHM-Liste: 5 Min.

SMARTHAND GEL

Alkohohlhaltiges, antiseptisches Gel für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion. Bakterizid, levurozid, tuberkulozid, begrenzt viruzid. Dermatologisch getestet. Hygienische Desinfektion (EN 1500): Durch Verreiben des Gel (3 ml) mit der erforderlichen Einwirkzeit von 30 Sekunden. Chirurgische Desinfektion (EN 12791): Durch Verreiben des Gels (3 ml) mit der erforderlichen Einwirkzeit von 2,5 Minuten. Vorgang wiederholen.

208250 Flasche 100 ml



208251 Flasche 500 ml



208252 Flasche 1 l



208253 Kanister 5 l



Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.





SMARTGUN PERIO ▲

Zur Anwendung in parodontalen Taschen und bei der Behandlung von Periimplantitis. Das ultrafeine Wasserspray und das glycinbasierte Perio Pulver wie z. B. OmniFlow perio pro bilden eine unschlagbare Kombination, so dass subgingivaler Biofilm in nur 20 Sekunden pro Zahn beseitigt werden kann. Die Kombination der schlanken smartgun Perio Düse mit einer dünnen, flexiblen Plastikspitze macht die subgingivale Behandlung nicht nur sicherer, sondern bietet darüber hinaus komfortable Sicht und überragendes Handling. Die Form der Düsen Spitze ist äußerst anwendungsfreundlich und ermöglicht einfachen Zugang in die Zahnfleischtaschen. Set bestehend aus Handstück, Pulverkammer, 40 Düsen Spitzen und Reinigungskit.

122810 Set, für KaVo



122812 Set, für Sirona



SMARTGUN ONE ▼

Leichtes und in der Anwendung flexibles Pulverstrahlgerät für die professionelle Zahnreinigung. Durch hervorragende Gewichtsbalance und eine leichte, kompakte Pulverkammer ist die smartgun One bequem zu halten, während sich die Handstückkupplung selbst bei hohem Luftdruck frei um 360° drehen lässt. Die zwei leicht zu wechselnden Düsen mit 60° und 80° Abwinklung sorgen für hohe Polierleistung. Durch den leistungsstarken Pulverstrahl wird die Reinigungszeit und damit die Behandlungszeit deutlich verkürzt. Set bestehend aus Handstück, Pulverkammer, 2 Düsen 80° und 60°, Wartungskit.

122809



Set, für KaVo

122811



Set, für Sirona





SMARTPEARLS

smartPearls ist ein Prophylaxepulver auf Basis von Natriumhydrogencarbonat. Ideal für die supragingivale Entfernung von hartnäckigen Belägen und Verfärbungen. Geeignet für den Einsatz in den meisten herkömmlichen Pulverstrahlgeräten. Das Pulver hat eine Korngröße 40–50 µm. smartPearls ist in den Geschmacksrichtungen lemon, cherry, cassis und mint erhältlich.

200937	lemon, Flasche 300 g
200938	cherry, Flasche 300 g
200939	cassis, Flasche 300 g
200940	mint, Flasche 300 g



SMARTPEARLS PLUS

Prophylaxepulver auf Basis des nichtkariogenen Zuckers Tagatose. Das perlenartige Pulver eignet sich zur sub- als auch supragingivalen Zahnreinigung. smartPearls Plus haben eine die Zahnoberfläche polierende Wirkung. Das Pulver mit der Korngröße 15µm hat einen angenehmen, leicht süßlichen Geschmack, ist damit angenehm speziell auch für kleine Patienten und löst sich rückstandslos im Mund des Patienten auf.

200941	Flasche 120 g
--------	---------------



ZEG SCHLÜSSEL

Kombination aus Drehmomentschlüssel zur korrekten Befestigung und Instrumentenhalter zur sicheren Aufbewahrung von Scalerspitzen.

127154 Stück



ZEG SPITZEN

smartdent Scaler Spitzen passend für EMS.
Nicht kompatibel mit KaVo/EMS Piezon Light Handstück.

127144	Tip 1 universelle Prophylaxe
127145	Tip 2 Prophylaxe
127146	Tip 3 A Prophylaxe
127147	Tip 4 C Prophylaxe

127148	Tip 5 PS Perio
127149	Tip 6 DPL3 Perio
127150	Tip 7 ST08 Perio
127151	Tip 8 HPL Perio
127152	Tip 9 ST10 Perio
127153	Tip 10 RT1 Perio



SMART SILIKONSCHLÄUCHE

smartdent Silikonschläuche – beste Qualität für beste Verbindungen. Maximale Flexibilität. Dank der flexiblen, um 400° drehbaren Swivel Connection erleben Sie im Arbeitsalltag völlige Bewegungsfreiheit. Maximale Kompatibilität. smartdent Schläuche sind erhältlich für Turbinen und Motoren. Maximale Lebensdauer. Hergestellt aus qualitativ hochwertigem, besonders strapazierfähigem Silikon, bieten smartdent Schläuche maximale Haltbarkeit.

127127	4-Loch KV
127128	4-Loch SR1
127129	4-Loch SR2
127130	4-Loch SR3
127131	KV1 schwarz/grau

127132	KV1 grau
127133	KV2 grau
127134	KV2 schwarz/grau
127135	KV3 grau
127136	KV4 grau
127137	KV5 grau



	ABFORMUNG	6
	LABOR	7
	EINWEGARTIKEL	8
	MEHRWEGARTIKEL	14, 19
	MEDIKAMENTE	17
	INSTRUMENTE	22
	ENDODONTIE	23
	REINIGUNG, DESINFEKTION, STERILISATION	24
	GERÄTE	28
	PROPHYLAXE	29
	GERÄTEZUBEHÖR	31



Es gelten die Zahlungs- und Lieferbedingungen des jeweils die Bestellung annehmenden Dental-Union Fachhandelspartners. Mit Erscheinen dieses Katalogs verlieren bisherige smartdent Kataloge ihre Gültigkeit. Produktänderungen, Abweichungen von Farben oder Designs sowie Irrtum bei Beschreibungen behalten wir uns vor.

Copyright © 2020
OMNIDENT Dental-
handelsgesellschaft mbH
Gutenbergring 5
D-63110 Rodgau

konzept & gestaltung: dbi-design.de