

Dosierungshilfe

Dosierungshilfe für Konzentrate – Einwirkzeiten des dosierenden Produktes beachten!

Gebrauchsfertige Lösung		1.000 ml	2.000 ml	3.000 ml	4.000 ml	5.000 ml	8.000 ml	10.000 ml
1,0 % ige Lösung	Wasser (ml)	990,00	1.980,00	2.970,00	3.960,00	4.950,00	7.920,00	9.900,00
	Desinfektionslösung (ml)	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	80,00	100,00
2,0 % ige Lösung	Wasser (ml)	980,00	1.960,00	2.940,00	3.920,00	4.900,00	7.840,00	9.800,00
	Desinfektionslösung (ml)	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	160,00	200,00
3,0 % ige Lösung	Wasser (ml)	970,00	1.940,00	2.910,00	3.880,00	4.850,00	7.760,00	9.700,00
	Desinfektionslösung (ml)	30,00	60,00	90,00	120,00	150,00	240,00	300,00